


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Glud2 - P49448

Numéro d'article: CM0029963



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GLUD2 pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît la GLUD2 humaine, de souris et de rat. Cible la glutamate déshydrogénase 2 mitochondriale impliquée dans le recyclage du glutamate au cours de la neurotransmission.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLUD2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GDH2; GLUDP1; GLUD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2747
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 319-558 de la GLUD2 humaine (NP_036216.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49448
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace