


Anticorps Polyclonal Anti-GluR1/Gria1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P42261

Numéro d'article: CM0022268



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GluR1/GRIA1 (récepteur du glutamate 1) humain. Validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Reconnaît une protéine d'environ 102 kDa. Idéal pour l'étude de la neurotransmission excitatrice et de la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GluR1/GRIA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; GluR1/GRIA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2890
GeneID	2890
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 330-470 de GluR1/GRIA1 humain (NP_000818.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42261
Poids de la protéine	102kDa
Expédition	Sac de glace