


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Glur1/Gria1 Pour Wb, Elisa - P42261

Numéro d'article: CM0002723



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le GluR1/GRIA1 humain (sous-unité du récepteur AMPA). Convient pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la fonction synaptique et la neurotransmission.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GluR1/GRIA1 mAc de lapin
Remarques/Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; GluR1/GRIA1
Espèce	Humain
ID de gène	2890
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 800-906 du GluR1/GRIA1 humain (P42261)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P42261
Poids de la protéine	102kDa
Expédition	Sac de glace