


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-GluR2+GluR3 Pour Wb, Ip, Elisa - P42262 / P42263

Numéro d'article: CM0004075



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant les sous-unités des récepteurs AMPA GluR2 et GluR3 humaines. Validé pour WB, IP, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient aux études neuroscientifiques sur la plasticité synaptique et la transmission excitatrice.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GluR2+GluR3 mAc de lapin
Remarques/Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GluR2+GluR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2891/2892
GeneID	2891/2892
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 784-883 du GluR2 humain (P42262)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P42262/P42263
Poids de la protéine	98kDa
Expédition	Sac de glace