

Anticorps Monoclonal Anti-GluR2/Gria2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P42262

Numéro d'article: CM0003435



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le GluR2/GRIA2 humain (sous-unité du récepteur AMPA). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et les études de transmission synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GluR2/GRIA2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; glur-2; glur-B; GluR-K2; GluR2/GRIA2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2891
Identifiant du gène	2891
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-250 du GluR2/GRIA2 humain (P42262)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P42262
Poids protéique	99 kDa
Expédition	Sac de glace