


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-GluR2/Gria2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P42262

Numéro d'article: CM0006167



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant le GluR2/GRIA2 humain, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences sur la transmission synaptique et la plasticité médiées par les récepteurs AMPA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GluR2/GRIA2 Lapin mAb
Remarques/Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; GluR2/GRIA2
Espèce	Humain
GeneID	2891
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 330-470 du GluR2/GRIA2 humain (NP_001077088.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42262
Poids Protéique	99kDa
Expédition	Sac de glace