

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Glur4/Glua4/Gria4 Pour Wb Et Elisa - P48058

Numéro d'article: CM0012284

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le GluR4 humain (GRIA4, sous-unité du récepteur AMPA). Validé pour Western blot et ELISA, il présente une réaction croisée avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche en neurosciences sur la transmission synaptique excitatrice.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GluR4/GluA4/GRIA4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2893
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P48058
Poids de la protéine	101 kDa
Expédition	Sac de glace