

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-GluR4/GluA4/GRIA4 Pour Wb Et Elisa - P48058

Numéro d'article: CM0016010

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GluR4 (GRIA4), adapté pour le Western blotting et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Soutient la recherche sur les récepteurs du glutamate ionotropiques et la transmission synaptique excitatrice rapide.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GluR4/GluA4/GRIA4 Lapin pAb
Remarques/Alias	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2893
GeneID	2893
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 254-433 de GluR4/GluA4/GluR4/GluA4/GRIA4 humain (NP_001070712.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48058
Poids Protéique	101kDa
Expédition	Sac de glace