


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Glut1/Slc2A1 Pour If, Ihc-P, Elisa - P11166

Numéro d'article: CM0003197



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant dirigé contre le GLUT1/SLC2A1 humain (Transporteur de glucose de type 1). Validé pour IF, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée humaine, souris et rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du glucose, la barrière hémato-encéphalique et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	GLUT1/SLC2A1 Lapin mAb
Remarques/Alias	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLVR; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6513
GeneID	6513
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11166
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace