


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Glut1/Slc2A1 Pour Wb Et Elisa - P11166

Numéro d'article: CM0014499



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le transporteur de glucose humain GLUT1/SLC2A1. Validé pour le western blot et l'ELISA, adapté pour l'étude du transport du glucose, du métabolisme cérébral et des maladies connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLUT1/SLC2A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLV; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6513
GeneID	6513
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-400 du GLUT1/SLC2A1 humain (NP_006507.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11166
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace