


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Glut1/Slc2A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11166

Numéro d'article: CM0026171



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre GLUT1/SLC2A1, validé pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le transport du glucose et les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	pAb de Lapin GLUT1/SLC2A1
Remarques/Alias	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLVR; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Espèce	Humain
GeneID	6513
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 210 et 310 du GLUT1/SLC2A1 humain (NP_006507.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11166
Poids Protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace