

Anticorps Polyclonal Anti-Glut2/Slc2A2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11168

Numéro d'article: CM0031067

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GLUT2/SLC2A2 humain validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le transport du glucose et les maladies métaboliques dans des contextes de Diagnostic In Vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLUT2/SLC2A2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6514
Identifiant du gène	6514
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de GLUT2/GLUT2/SLC2A2 humain (NP_000331.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11168
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace