

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Glut2/Slc2A2 Pour Wb Et Elisa - P11168

Numéro d'article: CM0003672

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible GLUT2/SLC2A2, un transporteur de glucose facilitant. Validé pour WB et ELISA, il présente une réactivité croisée avec des échantillons humains, murins et de rat, ce qui le rend idéal pour les études sur le diabète et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-GLUT2/SLC2A2
Remarques/Alias	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6514
GeneID	6514
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du GLUT2/SLC2A2 humain (P11168).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11168
Poids protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace