


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Glut3/Slc2A3 Pour Wb, Ip, Elisa - P11169

Numéro d'article: CM0008474



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GLUT3/SLC2A3 de haute qualité validé pour WB, IP, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Cible le transporteur de glucose facilité GLUT3 (P11169) avec un poids moléculaire de 54 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin GLUT3/SLC2A3
Remarques/Alias	GLUT3 ; GLUT3/SLC2A3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6515
ID de gène	6515
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du GLUT3/SLC2A3 humain (P11169).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11169
Poids protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace