


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Glut4 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Numéro d'article: CM0026099



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre GLUT4 (SLC2A4), validé pour WB, IF, IHC-P, ELISA sur humain, souris, rat. Essentiel pour la recherche sur le transport de glucose régulé par l'insuline.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | GLUT4 Lapin pAb                                                                                                                              |
| Remarques/Alias      | GLUT4                                                                                                                                        |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)      | 6517                                                                                                                                         |
| GeneID               | 6517                                                                                                                                         |
| Immunogène           | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 450-509 du GLUT4 humain (NP_001033.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                        |
| Application          | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                          |
| SWISS                | P14672                                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 55kDa                                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                 |