


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Glut4 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Numéro d'article: CM0022135



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GLUT4 humain (transporteur du glucose de type 4), adapté pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec les antigènes humains et murins. Idéal pour les études sur le transport du glucose et la signalisation de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLUT4 pAb de lapin
Remarques/Alias	GLUT4
Espèce	Humain
GeneID	6517
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 210-310 de GLUT4 humain (NP_001033.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P14672
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac réfrigérant