

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Glutaminase (GLS) Pour Wb - O94925

Numéro d'article: CM0002283



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la Glutaminase (GLS) humaine. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour étudier le métabolisme de la glutamine, la fonction rénale et la régulation du neurotransmetteur glutamate. Immunogène : peptide aa 1-100 de la GLS humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Glutaminase (GLS)
Remarques/Alias	GAC ; GAM ; KGA ; GLS1 ; AAD20 ; DEE71 ; GDPAG ; CASGID ; EIEE71 ; Glutaminase (GLS)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2744
GeneID	2744
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la Glutaminase (GLS) humaine (O94925)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O94925
Poids moléculaire protéique	73 kDa
Expédition	Sac de glace