

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Glutaminase (Gls) Pour Wb, If/Icc, Elisa - 094925

Numéro d'article: CM0028994



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Glutaminase humaine (GLS) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Conv adapté pour l'étude du métabolisme de la glutamine et de la régulation des neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Glutaminase (GLS) Lapin pAb
Remarques/Alias	GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminase (GLS)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2744
GeneID	2744
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	094925
Poids Protéique	73kDa
Expédition	Sac de glace