


Anticorps Polyclonal Anti-Glutamine Synthétase (Glul) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15104

Numéro d'article: CM0026682



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Glutamine Synthétase (GLUL) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude du métabolisme de la glutamine, de la détoxification de l'ammoniac et de l'angiogénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Glutamine Synthétase (GLUL) pAb de lapin
Remarques / Alias	GS; GLNS; PIG43; PIG59; L)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2752
GeneID	2752
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-373 de la Glutamine Synthétase (GLUL) humaine (NP_002056.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15104
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace