


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Glutamine Synthétase (GluI) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15104

Numéro d'article: CM0006680



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la Glutamine Synthétase (GLUL), validé pour WB, IHC-P, ELISA sur humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de la glutamine et le développement vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Glutamine Synthétase (GLUL) mAc Lapin
Remarques/Alias	GS; GLNS; PIG43; PIG59; Glutamine Synthétase (GLUL)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2752
GeneID	2752
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de la Glutamine Synthétase humaine (GLUL) (P15104).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15104
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace