


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Glutamine Synthétase (Glul) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15104

Numéro d'article: CM0022117



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la glutamine synthétase humaine (GLUL). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la GS humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme azoté et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Glutamine Synthétase (GLUL) pAb de lapin
Remarques / Alias	GS ; GLNS ; PIG43 ; PIG59 ; Glutamine Synthétase (GLUL)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2752
GeneID	2752
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 373 de la Glutamine Synthétase humaine (GLUL) (NP_002056.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15104
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sachet de glace