

## Anticorps Polyclonal Anti-Glyat Pour Wb, Elisa - Q6Ib77

Numéro d'article: CM0014456

### Introduction

Le pAb Lapin GLYAT est un anticorps polyclonal validé pour le WB et l'ELISA. Il reconnaît le GLYAT humain et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat, ce qui le rend adapté à la recherche sur la détoxification, le métabolisme et le cancer du foie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | pAb Lapin GLYAT                                                                                                             |
| Remarques/Alias     | CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT                                                                                                     |
| Espèce              | Humain                                                                                                                      |
| ID du gène (Humain) | 10249                                                                                                                       |
| ID du gène          | 10249                                                                                                                       |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-163 du GLYAT humain (NP_005829.3). |
| Source              | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée  | Souris, Rat                                                                                                                 |
| SWISS               | Q6IB77                                                                                                                      |
| Poids protéique     | 34kDa                                                                                                                       |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                |