

Anticorps Monoclonal Anti-Glyat/Gat Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Ib77

Numéro d'article: CM0006889

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant GLYAT/GAT humain (ID du gène : 10249), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à la recherche sur la détoxification métabolique et le cancer du foie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLYAT/GAT Rabbit mAb
Remarques/Synonymes	CAT ; GAT ; ACGNAT ; GLYAT/GAT
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10249
GeneID	10249
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de GLYAT/GAT humain (NP_964011.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q6IB77
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace