

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Glycérol Kinase (Gk) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P32189

Numéro d'article: CM0002676

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la glycérol kinase (GK), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Cible la GK humaine, souris et rat (P32189), enzyme clé du métabolisme du glycérol et de la synthèse des glycérolipides. Adapté aux applications de recherche et diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-glycérol kinase (GK)
Remarques / Alias	GK1; GKD; Glycerol kinase (GK)
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	2710
GeneID	2710
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32189
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace