


Anticorps Polyclonal Anti-Glycogène Synthase 1 (Gys1) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13807

Numéro d'article: CM0021776



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GYS1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la biosynthèse du glycogène et le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Glycogène synthase 1 (GYS1) Lapin pAb
Remarques/Alias	GSY; GYS; Glycogène synthase 1 (GYS1)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2997
GeneID	2997
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 488-737 du Glycogène synthase 1 humain (NP_002094.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13807
Poids moléculaire	84kDa
Expédition	Sac de glace