


## Anticorps Monoclonal Anti-Glycophorine C (Gypc) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04921

Numéro d'article: CM0002289



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Glycophorine C (GYPC) pour Western blot, immunohistochimie et ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Utile pour les études de la membrane des globules rouges et la recherche sur les antigènes de groupes sanguins.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Glycophorine C (GYPC) mAb de lapin                                                                                                                                 |
| Remarques / Alias    | GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Glycophorin C (GYPC)                                                                                             |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                             |
| GeneID (Humain)      | 2995                                                                                                                                                               |
| GeneID               | 2995                                                                                                                                                               |
| Immunogène           | Peptide synthétique   Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 49 et 128 de la Glycophorine C (GYPC) humaine (P04921). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                              |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                              |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                                |
| SWISS                | P04921                                                                                                                                                             |
| Poids de la protéine | 14 kDa                                                                                                                                                             |
| Expédition           | Sac isotherme                                                                                                                                                      |