


Anticorps Polyclonal Anti-Glycophorine C (Gypc) Pour Wb, Elisa - P04921

Numéro d'article: CM0017725



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Glycophorine C (GYPC), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la GYPC humaine et murine (14 kDa), une sialoglycoprotéine impliquée dans la stabilité des érythrocytes et la fonction de récepteur du paludisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Glycophorine C (GYPC)
Remarques/Alias	GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Glycophorine C (GYPC)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2995
ID du gène	2995
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-128 de la Glycophorine C humaine (Glycophorine C (GYPC)) (NP_002092.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P04921
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace