

Anticorps Polyclonal Anti-Glyctk Pour Wb, Elisa - Q8lvs8

Numéro d'article: CM0024896

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la GLYCTK humaine (glycérate kinase), adapté pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Immunogène recombinant ciblant la région C-terminale. Idéal pour l'étude du métabolisme mitochondrial et des recherches connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLYCTK Lapin pAb
Remarques/Alias	HBEBP2; HBEBP4; HBeAgBP4A; GLYCTK
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	132158
ID de gène	132158
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 284-523 de la GLYCTK humaine (NP_660305.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8lvs8
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace