

Anticorps Monoclonal Anti-Glypican 3 (Gpc3) Pour Cytométrie En Flux - P51654

Numéro d'article: CM0012580



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indigé contre la Glypican 3 (GPC3) humaine, validé pour la cytométrie en flux. Spécifique de la GPC3 humaine, un protéoglycane de surface cellulaire impliqué dans les voies de signalisation Wnt et Hedgehog.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Glypican 3 (GPC3) humaine mAb
Remarques / Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	2719
Identifiant du gène	2719
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 481 et 580 de la Glypican 3 (GPC3) humaine (NP_004475.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P51654
Poids de la protéine	66kDa
Expédition	Sac de glace