

Anticorps Monoclonal Anti-Glypican 3 (Gpc3) Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P51654

Numéro d'article: CM0006802



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le Glypican 3 humain (GPC3), validé pour WB, IF/ICC, FC, ELISA. Convient pour la recherche sur le cancer, la biologie du développement et la signalisation Wnt/Hedgehog.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Glypican 3 (GPC3) mAb de Lapin
Remarques/Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glypican 3 (GPC3)
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2719
GenelD	2719
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 481-580 du Glypican 3 humain (GPC3) (NP_004475.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P51654
Poids moléculaire	66kDa
Expédition	Sac de glace