

Anticorps Polyclonal Anti-Glypican 3 (Gpc3) Pour Wb, Fc, Elisa - P51654

Numéro d'article: CM0019017



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le Glypican 3 (GPC3) pour Western blot, cytométrie en flux et ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Glypican 3 (GPC3) Lapin pAb
Remarques/Alias	SGB ; DGX ; MXR7 ; SDYS ; SGB5 ; OCI-5 ; SGB51 ; GTR2-2 ; Glypican 3 (GPC3)
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2719
GenelD	2719
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51654
Poids protéique	66 kDa
Expédition	Sac de glace