


Anticorps Polyclonal Anti-Glyr1 Pour Wb, Elisa - Q49A26

Numéro d'article: CM0025623



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GLYR1, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études de biologie de la chromatine, du remodelage des nucléosomes et de la régulation de l'expression des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLYR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NP60; NPAC; hNDF; BM045; HIBDL; N-PAC; GLYR1
Espèce	Humain
ID de gène	84656 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-270 de GLYR1 humain (NP_115958.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q49A26
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace