

Anticorps Monoclonal Anti-Glyt2 Pour Wb, Elisa - Q9Y345

Numéro d'article: CM0002626

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Glyt2 pour applications WB et ELISA. Validé pour des échantillons humains, de souris et de rat. Cible le transporteur de glycine dépendant du sodium et du chlorure 2, essentiel à la neurotransmission glycinergique. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Glyt2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	NET1; GLYT2; HKPX3; GLYT-2; Glyt2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9152
GeneID	9152
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 de la Glyt2 humaine (Q9Y345)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y345
Poids protéique	87 kDa
Expédition	Sac isotherme