

Anticorps Monoclonal Anti-Gm-Csf Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01587

Numéro d'article: CM0011275

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le GM-CSF de souris, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Idéal pour les études sur les cytokines et la recherche sur la différenciation hématopoïétique. SWISS : P01587.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GM-CSF Lapin mAb
Remarques/Alias	CSF; Csfgm; GMCSF; Gm-CSf; MGI-IGM
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	1437
ID de	