

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gm-Csf Pour Wb, Elisa - P48750

Numéro d'article: CM0008688

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le facteur de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages (GM-CSF, CSF2) du rat. Validé pour les applications WB et ELISA. Cytokine sécrétée de 17 kDa. Pour la recherche sur l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GM-CSF Rabbit mAb
Remarques/Alias	Gmcsf; Gm-csf
Espèce	Rat
GeneID (Humain)	1437
GeneID	116630
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-144 du GM-CSF de rat (NP_446304.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P48750
Poids moléculaire de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace