

Anticorps Polyclonal Anti-Gm130 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Numéro d'article: CM0030372



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine GM130 (GOLGA2), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte l'Homme, la Souris et le Rat. Poids moléculaire de 113 kDa. Idéal pour la recherche sur l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GM130 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GM130; DEDHMB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2801
GeneID	2801
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-300 de la protéine GM130 humaine (NP_004477.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08379
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sachet de glace