

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gm130 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Numéro d'article: CM0024600



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GM130 (Q08379) de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec le GM130 (Golgin A2) humain, souris et rat. Idéal pour l'étude de la structure de l'appareil de Golgi, de la mitose et de l'organisation du centrosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GM130 Lapin pAb
Remarques/Alias	GM130; DEDHMB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2801
GeneID	2801
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-300 du GM130 humain (NP_004477.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08379
Poids de la protéine	113kDa
Expédition	Sac de glace