

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gm13125/Pramef20 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vt98

Numéro d'article: CM0026842

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la souris Gm13125 (PRAMEF20), adapté aux applications WB, IHC-P et ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'humain et le rat, détectant une bande d'environ 55 kDa. Idéal pour l'étude des protéines de la famille PRAME avec des répétitions riches en leucine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Gm13125
Remarques/Alias	Gm13125 ; EG627009 ; Pramef20
Espèce cible	Souris
GeneID (humain)	645425
GeneID	627009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-274 de la souris Gm13125 (NP_001108549.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5VT98
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace