

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gmfb Pour Wb, If/Icc, Elisa - P60983

Numéro d'article: CM0028090

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GMFB humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat, idéal pour la recherche sur la différenciation neuronale et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | GMFB Lapin pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias             | GMF ; GMFB                                                                                                                |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                    |
| ID du gène (Humain)         | 2764                                                                                                                      |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 du GMFB humain (NP_004115.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                     |
| Application                 | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                       |
| SWISS                       | P60983                                                                                                                    |
| Poids moléculaire protéique | 17 kDa                                                                                                                    |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                              |