


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gmip Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P107

Numéro d'article: CM0021256



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine humaine GMIP (GEM-interacting protein, ARHGAP46). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la régulation de la GTPase RhoA et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GMIP Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARHGAP46; GMIP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51291
GeneID	51291
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-91 de la protéine humaine GMIP (NP_057657.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P107
Poids moléculaire de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac de glace