

Anticorps Polyclonal Anti-Gn1A Pour Wb, Elisa - Q4Adv8

Numéro d'article: CM0022489

Introduction

Anticorps polyclonal anti-Gn1a (OsCKX2) validé pour WB et ELISA. Cible la cytokininine déshydrogénase 2 chez le riz, un régulateur clé du rendement en grains. D'origine lapine ; réactivité croisée avec *Oryza sativa*.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Gn1a Lapin pAb
Remarques / Alias	CKX2; Gn1a; OsCKX2; Osj_00744; B1046G12.8
Espèce	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4327333
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-500 de Gn1a d' <i>Oryza sativa</i> (Q4ADV8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q4ADV8
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace