

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gna11 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P29992

Numéro d'article: CM0026792



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant GNA11 (sous-unité alpha 11 de la protéine G, SWISS P29992). Validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études de signalisation par les RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNA11 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FBH, FBH2, FHH2, HG1K, HHC2, GNA-11, HYPOC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2767
GeneID	2767
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-350 de GNA11 humain (NP_002058.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29992
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sachet de glace