

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gna11 (Pab) Pour Wb, If/Icc Et Elisa - P29992

Numéro d'article: CM0018782



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GNA11 humain, validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte le GNA11 endogène (~42 kDa) et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les GPCR et la signalisation des protéines G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin GNA11
Remarques/Alias	FBH; FBH2; FHH2; HG1K; HHC2; GNA-11; HYPOC2; GNA11
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2767
GeneID	2767
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 du GNA11 humain (NP_002058.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29992
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace