


Anticorps Polyclonal Anti-Gna13 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14344

Numéro d'article: CM0026448



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GNA13 (sous-unité alpha 13 de la protéine G). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Adapté à l'étude de la signalisation Rho et des mécanismes d'invasion cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	GNA13 Rabbit pAb
Remarques / Alias	G13; HG1N; GNA13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10672
GeneID	10672
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 210 de GNA13 humain (NP_006563.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14344
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace