


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gna13 Pour Ihc-P - Q14344

Numéro d'article: CM0019253



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GNA13 (sous-unité alpha 13 de la protéine G) validé pour IHC-P sur des tissus humains, murins et de rat. Immunogène recombinant pleine longueur ; adapté pour les études de la signalisation GPCR-RhoA, des métastases cancéreuses et de la biologie du centre germinatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin GNA13
Remarques/Alias	GNA13 ; G13 ; Sous-unité alpha 13 de la protéine G
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10672
ID du gène	10672
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-377 de GNA13 humain (NP_006563.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14344
Poids protéique	33kDa/44kDa
Expédition	Sac de glace