

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gna13 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14344

Numéro d'article: CM0021917



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GNA13 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte GNA13 humain, murin et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des protéines G, de l'activation de RhoA et des métastases cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNA13 Rabbit pAb
Remarques/Alias	G13 ; HG1N ; GNA13
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10672
GeneID	10672
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 210 de GNA13 humain (NP_006563.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q14344
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace