

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gna15 Pour Wb, Elisa - P30679

Numéro d'article: CM0021404

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GNA15 de haute qualité, validé pour western blot et ELISA, ciblant la protéine G alpha-16 humaine et murine. Idéal pour la recherche sur la signalisation des GPCR, l'hématopoïèse et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNA15 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HG1L; GNA16; GNA15
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2769
GeneID	2769
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 112-374 de la GNA15 humaine (NP_002059.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P30679
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace