


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnai1 Pour Wb, Elisa - P63096

Numéro d'article: CM0027553



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GNAI1 (Gi, HG1B, NEDHISB). Détecte l'humain, la souris et le rat. Convient au Western blot et à l'ELISA. Impliqué dans la signalisation des GPCR, inhibant l'adénylate cyclase. Poids protéique : 40 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNAI1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Gi ; HG1B ; NEDHISB ; GNAI1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2770
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de GNAI1 humain (NP_002060.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63096
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac isotherme