


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnai2 Pour Wb, Elisa - P04899

Numéro d'article: CM0025335



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GNAI2 pour Western blot et ELISA, réactif contre les GNAI2 humain et murin. Médie la signalisation des RCPG, inhibe la production d'AMPc et joue des rôles dans l'angiogenèse et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNAI2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2771
ID de gène	2771
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-355 du GNAI2 humain (NP_002061.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P04899
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace