


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnai2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P04899

Numéro d'article: CM0015191



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GNAI2 (sous-unité alpha i2 de la protéine G) validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude de la signalisation des GPCR, de l'angiogenèse et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNAI2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	2771
ID du gène	2771
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 355 de la GNAI2 humaine (NP_002061.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P04899
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace